

## Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf von Veet Infini'Silk Pro!

Veet Infini'Silk Pro ist ein leistungsstarkes Elektrogerät und sollte als solches mit besonderer Beachtung der Sicherheit verwendet werden. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch und befolgen Sie die Sicherheitshinweise und Warnungen.

- Benutzen Sie das Gerät nur bei helleren Hauttönen. Verwenden Sie Veet Infini'Silk Pro NICHT bei natürlich dunkler Haut.
  - Nicht verwenden auf gebräunter Haut oder direkt nach dem Sonnenbad.
  - Nicht verwenden auf Hautbereichen mit Permanent Make-up oder Tätowierungen
  - Von den Augen fernhalten!
- Achtung! Bei natürlich weissem oder hellem Haar kann der Veet Infini'Silk Pro nicht effizient sein.

## Kurzanleitung

Um beste Resultate zu erzielen, planen Sie Ihre Veet Infini'Silk Pro Haarentfernung im Voraus:

Behandlungen 1-4 : zwei Wochen Zeitabstand

Behandlungen 5-7 : vier Wochen Zeitabstand

Behandlungen 8 + : wie erforderlich, bis die gewünschten Resultate erreicht sind.

### Vorbereitung Ihres Veet Infini'Silk Pro:

1. Nehmen Sie das Veet Infini'Silk Pro Gerät und die weiteren Bestandteile aus der Verpackung.
  2. Vergewissern Sie sich, dass die Lichtimpulskartusche für Beine und Körper richtig in die Spitze des Gerätes eingesetzt und nicht beschädigt ist. Falls Sie die kleinere Präzisions-Lichtimpulskartusche für Oberlippe, Wangen oder Kinn verwenden möchten, folgen Sie der Anleitung für den Austausch.
  3. Stecken Sie das Stromkabel in das Veet Infini'Silk Pro Gerät.
  4. Verbinden Sie das andere Ende des Stromkabels mit einer Steckdose. Die Standby-Anzeige wird aufleuchten.
- Ihr Veet Infini'Silk Pro ist jetzt einsatzbereit.

### **Sichere und vorschriftsmäßige Behandlung mit Veet Infini'Silk Pro:**

5. Wählen Sie nur solche Behandlungsbereiche, die nicht kurz zuvor der Sonne ausgesetzt waren.
6. Die Haut im Behandlungsbereich sollte rasiert, sauber, trocken und frei von jeglichen Antitranspirantien oder Deodorants sein, bevor Sie Veet Infini'Silk Pro benutzen. Die Haare dürfen nicht mit Wachs entfernt, herausgerissen oder mit einer Pinzette ausgezupft worden sein. Die Rasur ist eine wichtige Voraussetzung, um die gewünschten Resultate zu erzielen!
7. Drücken Sie den ON/STBY Knopf, um das Gerät einzuschalten. Die Betriebsbereit-Anzeige (orange) wird sich zeitgleich mit einem Geräusch (ähnelt dem Geräusch eines Föhns) einschalten.
8. Ungefähr 3,5 Sekunden nachdem Sie den ON/STBY Knopf gedrückt haben, werden die zwei Bereitschaftsanzeigen grün aufleuchten. Das Gerät ist jetzt für die Versendung des ersten Lichtimpulses auf niedrigster Energiestufe bereit.
9. Wählen Sie vor jeder Behandlung die jeweils gewünschte Energiestufe aus.  
Der Veet Infini'Silk Pro bietet 5 verschiedene Energiestufen von 1 (niedrigste) bis 5 (höchste). Um die richtige Energiestufe für die jeweilige Körperregion zu finden, testen sie vor der ersten Behandlung jede Region einzeln.

#### **Hauttest – Führen Sie vor der Anwendung einen Hauttest durch:**

- Halten Sie das Lichtimpulsfenster des Geräts auf die Haut und drücken Sie auf den Auslöser (Lichtimpulstaste), um einen Lichtimpuls zu versenden.
- Wenn Sie kein oder nur ein leicht unangenehmes Gefühl verspüren, drücken Sie einmal die “+” Taste und versenden Sie einen Lichtimpuls der Stufe 2 an einer anderen Stelle.
- Setzen Sie diesen Test mit höheren Energiestufen fort, bis Sie die höchste Energiestufe, auf der eine Behandlung für Sie noch angenehm ist, erreichen. Wenn innerhalb einer Stunde nach der Behandlung keine Beschwerden auftreten, können Sie die volle Behandlung auf dieser Energiestufe fortsetzen.
- Wiederholen Sie diesen Test für jeden Körperbereich, den Sie behandeln möchten.

10. Stellen Sie die Energiestufe ein. Sollte die Energiestufe höher als die niedrigste Stufe sein, drücken Sie die Regulationsschalter, “+” oder “-”, um die Energiehöhe so weit zu erhöhen oder zu vermindern, bis Sie die gewünschte Stufe erreicht haben. Die Energiehöhe wird durch die 3 Anzeigelampen auf dem Bedienungsfeld angezeigt (Details enthält der Absatz “Energiestufen” im Kapitel 9).

11. Drücken Sie das Lichtimpulsfenster des Gerätes auf die Haut. Stellen Sie sicher, dass die Haut glatt ist und keine Falten wirft. Sobald das Lichtimpulsfenster im vollen Kontakt mit der Hautfläche steht, beginnen die Bereitschaftsanzeigen zu blinken.
12. Drücken Sie die Lichtimpulstaste. Der Veet Infini'Silk Pro wird zunächst Ihre Hautfarbe bestimmen. Wenn die Hautfarbe hell genug für eine Anwendung ist, sendet das Gerät einen Lichtpuls auf Ihre Haut und die Bereitschaftsanzeigen erlöschen. Sie werden einen Lichtblitz sehen und ein leichtes Knallgeräusch hören. Das ist ein normales Geräusch dieses Geräts. Sie werden ein mildes Wärmegefühl und Kribbeln verspüren. Der Veet Infini'Silk Pro wird sich für den nächsten Impuls gleich wieder aufladen. Nach 3,5 Sekunden wird die Bereitschaftsanzeige wieder aufleuchten.
13. Entfernen Sie das Lichtimpulsfenster des Gerätes von der behandelten Hautregion.
14. Gehen Sie nun mit dem Lichtimpulsfenster des Gerätes zur nächsten zu behandelnden Hautregion über. Verwenden Sie die Druckstellen, die das Gerät an der gerade behandelten Stelle hinterlässt, als Orientierungshilfe um die nächste Stelle zu bestimmen. Vermeiden Sie beides, Lücken zwischen den behandelten Stellen und Überschneidungen.



**Versuchen Sie, sich überschneidende Impulse zu vermeiden!**



**Warnung:** Behandeln Sie eine Hautfläche nicht öfter als einmal pro Haarentfernungssitzung. Eine mehrfache Behandlung einer Hautfläche während einer Haarentfernungssitzung kann die Wahrscheinlichkeit zu Nebenwirkungen erhöhen.

15. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis der gesamte Behandlungsbereich abgedeckt ist, aber vermeiden Sie eine Stelle mehrfach mit einem Lichtimpuls zu behandeln.



**Wenn Ihre Haut Blasen bildet oder verbrennt, BEENDEN SIE DIE ANWENDUNG UMGEHEND!**

Copyright 2014 © RB. Alle Rechte vorbehalten.  
Druckdatum: August 2014

Wenn Sie mehr über Veet erfahren möchten, besuchen Sie uns unter [www.veet.de](http://www.veet.de).

VEET und das VEET Logo sind eingetragene Marken von Reckitt Benckiser.  
Silk'n und Silk'n logo sind eingetragene Marken von Home Skinovations Ltd in Gebrauch als Lizenz.

## Inhaltsverzeichnis

1. Vor Behandlungsbeginn .....	54
1.1 Beschreibung des Veet Infini'Silk Pro Elektrogeräts .....	54
1.2 Verpackungsinhalt .....	55
1.3 Die Lichtimpulskartusche .....	55
2. Der Verwendungszweck von Veet Infini'Silk Pro. ....	55
3. Sicherheit mit Veet Infini'Silk Pro .....	56
4. Kontraindikationen.....	59
5. Verwenden Sie Veet Infini'Silk Pro in folgenden Fällen nicht: .....	61
6. Verzichten Sie in folgenden Fällen auf die Verwendung von Veet Infini'Silk Pro: .....	62
7. Mögliche Nebenwirkungen bei der Verwendung von Veet Infini'Silk Pro .....	62
8. Langfristige Haarentfernung mit Veet Infini'Silk Pro .....	64
9. Erste Schritte .....	65
9.1. Was Sie von einer Behandlung mit Veet Infini'Silk Pro erwarten können .....	69
9.2. Nach der Behandlung mit Veet Infini'Silk Pro .....	69
10. Die Instandhaltung von Veet Infini'Silk Pro .....	70
10.1 Die Reinigung von Veet Infini'Silk Pro .....	70
10.2 Austauschen der Lichtimpulskartusche .....	70
11. Fehlerbehebung .....	71
11.1 "Mein Veet Infini'Silk Pro schaltet sich nicht ein".....	71
11.2 „Ein Lichtpuls wird nicht ausgesandt, wenn ich den Lichtimpulstaste drücke“ .....	71
12. Kundendienst .....	73
13. Technische Daten .....	73
14. Etikettierung .....	74

Lesen Sie das Benutzerhandbuch vor der ersten Verwendung des Veet Infini'Silk Pro sorgfältig durch. Bitte schenken Sie den Abschnitten über die Vorgehensweise während und nach der Verwendung des Geräts sowie über die Inbetriebnahme, besondere Aufmerksamkeit. Wir empfehlen, dass Sie sich mit diesem Benutzerhandbuch jedes Mal, wenn Sie Veet Infini'Silk Pro wieder verwenden, erneut vertraut machen. Veet Infini'Silk Pro ist ein leistungsstarkes Elektrogerät und sollte als solches mit besonderer Beachtung der Sicherheit verwendet werden. Bitte lesen Sie alle Warn- und Sicherheitshinweise vor dem Gebrauch und befolgen Sie diese auch während der Verwendung von Veet Infini'Silk Pro genau!

## 1. Vor Behandlungsbeginn

Veet Infini'Silk Pro ist ein auf Licht basierendes Elektrogerät für eine nachhaltige Haarreduzierung, entwickelt für den Gebrauch zu Hause.

### 1.1 Beschreibung des Veet Infini'Silk Pro Elektrogeräts

Ihr Veet Infini'Silk Pro besteht aus einem Basisgerät mit einem Bedienungsfeld und einer austauschbaren Lichtimpulskartuschen. Auf dem Griff des Basisgerätes finden Sie die Lichtimpulstaste. Die Lichtimpulskartusche befindet sich an der Spitze des Gerätes.

- ① Basisgerät
- ② Bedienungsfeld
- ③ Lichtimpulstaste
- ④ Lichtimpulskartusche
- ⑤ Hautfarben-Sensor
- ⑥ Lichtimpulsfenster
- ⑦ Bedienungsfeld
- ⑧ Knopf für Ein/Standby - ON/STBY
- ⑨ Standby-Anzeige
- ⑩ Betriebsanzeige
- ⑪ Regelschalter für die Energiestufen
- ⑫ Energiestufen-Anzeige
- ⑬ Anzeige: Lichtimpulskartusche ersetzen
- ⑭ System-Warnanzeige
- ⑮ Hauttyp-Warnanzeige
- ⑯ Bereitschaftsanzeige



## 1.2 Verpackungsinhalt

Beim Öffnen der Verpackung von Veet Infini'Silk Pro werden Sie die folgenden Bestandteile vorfinden:

- Veet Infini'Silk Pro Basisgerät mit Lichtimpulskartusche für Beine und Körper.
- Eine kleinere Präzisions-Lichtimpulskartusche für die Unterlippe, Wangen und Kinn.
- Ein Stromkabel mit Adapter
- Dieses Benutzerhandbuch

## 1.3 Die Lichtimpulskartusche

Die Veet Infini'Silk Pro Lichtimpulskartusche kann eine begrenzte, vorab festgelegte Anzahl von Lichtimpulsen versenden (unabhängig von der Energiehöhe der Lichtimpulse). Die Lichtimpulskartusche gibt bis zu 120.000 Lichtimpulse ab. Neben der regulären Lichtimpulskartusche ist eine Präzisions-Lichtimpulskartusche für kleinere und schwer zu erreichende Bereiche enthalten. Die im Lieferumfang Ihres Systems inbegriffenen Lichtimpulskartuschen sowie die Anzahl der darin enthaltenen Lichtimpulse sind auf der Verpackung Ihres Veet Infini'Silk Pro angegeben.

# 2. Der Verwendungszweck von Veet Infini'Silk Pro

Der Veet Infini'Silk Pro wurde für eine langanhaltende und nachhaltige Haarreduzierung entwickelt. Nachhaltige Haarreduzierung ist definiert als die kontinuierliche Verringerung der nachwachsenden Haaren nach der Anwendung.

Für die Verwendung von Veet Infini'Silk Pro stellen Achselhöhlen, Bikinizone, Arme, Beine, Rücken, Schultern, Brust, Unterlippe, Wangen und Kinn die idealen Körperstellen dar.

### 3. Sicherheit mit Veet Infini'Silk Pro

Bei Veet Infini'Silk Pro steht die Sicherheit an erster Stelle

#### **Wichtige Sicherheitshinweise - Vor Gebrauch lesen!**

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.

- Nur für die auf der Verpackung angegebenen Körperbereiche geeignet.

Nicht geeignet für Augen, Augenbrauen, Nase, Ohren, Anal- oder Genitalbereich sowie Brustwarzen oder andere Körperpartien.

- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

- Dieses Gerät ist nicht geeignet für Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen über elektronische Geräte, es sei denn sie werden von einer für Ihre Sicherheit verantwortliche Person beaufsichtigt und in die Benutzung des Gerätes eingeführt.



**ACHTUNG:** Wie bei den meisten elektronischen Geräten sind die elektrischen Bestandteile dieses Gerätes auch dann elektronisch geladen, wenn sie nicht mit der Steckdose verbunden sind.

Um einen Stromschlag zu vermeiden:

- Verwenden Sie das Gerät nicht in einer feuchten Umgebung, z.B. in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen.
- Bewahren Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem es in eine Badewanne

oder Waschbecken fallen kann.

- Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten fallen lassen.

Falls das Gerät mit Wasser in Berührung kommt während es noch angeschaltet ist, schalten Sie es sofort aus. Kommen Sie nicht mit dem Wasser in Berührung.

ACHTUNG: Falls das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren.

Dieses Produkt enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden sollten.

Wenn der Adapter defekt oder beschädigt ist, darf er nur durch RB oder eine ähnlich qualifizierte Person ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Um das Risiko von Verbrennungen, Elektroschocks und anderen Verletzungen zu vermeiden:

- Überprüfen Sie, ob die auf dem Gerät angegebene Netzspannung der Ihrer lokalen Netzspannung entspricht, bevor Sie das Gerät einstecken.  
Der Gebrauch von Adaptern, die nicht von RB empfohlen werden, sowie Mehrfachsteckdosen und/oder Verlängerungskabeln ist nicht gestattet.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, solange es eingeschaltet ist.
- Das Gerät ist ausschließlich für den dafür vorgesehen Zweck zu verwenden, wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben. Benutzen Sie ausschließlich den Adapter, der mit diesem Pack mitgeliefert wird.
- Verwenden Sie das Gerät oder den Adapter nicht, wenn das Stromkabel beschädigt ist, wenn es nicht richtig funktioniert, wenn es runtergefallen oder mit Wasser in Berührung gekommen ist.
- Halten Sie das Stromkabel fern von heißen Oberflächen. Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät.



- Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch immer aus. Warten Sie bis das Gerät abgekühlt ist bevor Sie es weglegen.

Das Öffnen des Veet Infini'Silk Pro kann Sie gefährlichen elektrischen Bestandteilen und Lichtimpulsenergien aussetzen, was ernsthafte Körperschäden und/oder permanente Augenverletzungen verursachen kann. Außerdem kann es Ihr Gerät beschädigen und Ihre Garantieleistung entfällt.

Wenden Sie sich bitte an die RB Verbraucherberatung oder besuchen Sie [www.veet.de](http://www.veet.de), für den Fall, dass Ihr Gerät zerbrochen, beschädigt oder reparaturbedürftig ist.

- **Veet Infini'Silk Pro - Hautfarben-Sensor**

Eine auf Licht basierende Haarentfernung ist nicht für eine natürlich dunkle Haut oder sonnengebräunte Haut geeignet. Veet Infini'Silk Pro besitzt einen Hautfarben-Sensor, der die Hautpigmentation auf der zu behandelnden Fläche misst und die Verwendung nur bei einer geeigneten Hautpigmentation ermöglicht. Diese einzigartige Sicherheitsvorrichtung wird Ihnen eine Behandlung auf zu dunkler oder sonnengebräunter Haut verweigern.

Darüber hinaus ist das 1,3x3 cm<sup>2</sup> Lichtimpulsfenster, durch welches die Lichtimpulse abgegeben werden, innerhalb der Lichtimpulskartusche vertieft. Dies ermöglicht es dem Veet Infini'Silk Pro, Ihre Haut zu schützen, indem eine direkte Berührung zwischen dem Lichtimpulsfenster und der Haut vermieden wird.

- **Veet Infini'Silk Pro - eine Schutzbrille ist nicht notwendig**

Veet Infini'Silk Pro besitzt eine eingebaute Sicherheitseinrichtung für den Schutz der Augen. Diese Schutzvorrichtung wurde entwickelt, damit ein Lichtimpuls nicht ausgestrahlt werden kann, wenn das Lichtimpulsfenster in die Luft gehalten wird. Dieser Sicherheitsmechanismus ermöglicht die Behandlung nur, wenn das Lichtimpulsfenster in vollständigem Kontakt mit der Hautoberfläche steht. Es wird dennoch empfohlen während der Behandlung nicht direkt auf den Lichtblitz der von dem Gerät ausgestrahlt wird zu schauen.

## 4. Gegenanzeigen / Kontraindikationen

### Wichtige Sicherheitsinformationen - Vor Gebrauch bitte lesen!

Veet Infini'Silk Pro ist nicht für jede Person geeignet. Bitte lesen und beachten Sie die Informationen des nachfolgenden Abschnitts vor dem Gebrauch.

Für weitere Informationen und für eine personalisierte Auskunft können Sie auch [www.veet.de](http://www.veet.de) besuchen.

Haarfarbe \ Hautton	Weiss	Rosafarben	Hellbraun	Mittelbraun	Dunkelbraun	Schwarz
Schwarz	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Dunkelbraun	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Braun	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Dunkelblond/Hellbraun	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Weiss/Grau/Rot/Hellblond	✗	✗	✗	✗	✗	✗

✓ Das Gerät kann verwendet werden

✗ Die Verwendung des Gerätes ist nicht sicher bei diesem Hautton und/oder der Haarfarbe

Warnung	Mögliche Resultate	Sicherheitshinweise
<p>Verwenden Sie Veet Infini'Silk Pro nicht auf einer natürlichen dunklen Hautfarbe.</p> <p>Nicht sicher!</p> 	<p>Das Behandeln einer zu dunklen Haut mit dem Veet Infini'Silk Pro kann zu nachteiligen Auswirkungen, wie zum Beispiel Rötungen oder Hautunannehmlichkeiten führen.</p>	<p>In dem Veet Infini'Silk Pro ist ein einzigartiger HAUTFARBEN-SENSOR inbegriffen, um die Hautpigmentierung auf der zu behandelnden Hautfläche zu Beginn jeder Sitzung und gelegentlich während einer Sitzung zu messen. Der HAUTFARBEN-SENSOR sorgt dafür, dass die Lichtimpulse nur auf geeignete Hauttypen ausgestrahlt werden.</p>
<p>Verwenden Sie Veet Infini'Silk Pro nicht auf gebräunten Haut oder nachdem Sie Ihre Haut der Sonne ausgesetzt haben (inklusive Solarien)! Setzen Sie die behandelten Hautflächen nicht der Sonne aus.</p>	<p>Das Behandeln mit Veet Infini'Silk Pro vor oder nachdem sie sich der Sonne ausgesetzt haben kann zu nachteiligen Auswirkungen, wie zum Beispiel Rötungen oder Hautunannehmlichkeiten führen. Gebräunte Haut enthält besonders im Anschluss an eine Sonnenexposition eine große Menge des Pigments Melanin.</p>	<p>Vermeiden es sich 4 Wochen vor Ihrer Veet Infini'Silk Pro Behandlung der Sonne auszusetzen. Der Sonne aussetzen bedeutet eine ungeschützte, konstante Aussetzung von direktem Sonnenlicht für über 15 Minuten, oder eine ungeschützte Aussetzung von diffusem Sonnenlicht für über eine Stunde.</p>

Warnung	Mögliche Resultate	Sicherheitshinweise
	Dies gilt für alle Hauttypen und -pigmentierungen, einschließlich jenen, die nicht so schnell braun zu werden scheinen. Eine erhöhte Menge an Melanin setzt die Haut einem größeren Risiko aus, wenn eine auf Licht basierende Haarentfernungsmethode genutzt wird.	Gehen Sie sicher, dass Sie die behandelte Haut während der Haarentfernungsbehandlung und mindestens 2 Wochen im Anschluss sorgfältig mit Sonnencreme, mit einem Lichtschutzfaktor von 30 oder höher, schützen.
Verwenden Sie Veet Infini'Silk Pro niemals an oder in der Nähe der Augen.		Der Veet Infini'Silk Pro besitzt eine eingebaute Sicherheitseinrichtung für den Schutz der Augen. Diese Schutzvorrichtung wurde entwickelt, damit ein Lichtimpuls nicht ausgestrahlt werden kann, wenn das Lichtimpulsfenster in die Luft gehalten wird. Dieser Sicherheitsmechanismus erlaubt eine Behandlung nur dann, wenn das Lichtimpulsfenster in vollständigem Kontakt mit der Hautoberfläche steht.
Tätowierungen oder ein permanentes Make-up, dunkelbraune oder schwarze Flecken (wie große Sommersprossen, Muttermale, Leberflecken oder Warzen), der Bereich der Brustwarzen, Genitalien oder Lippen dürfen nicht behandelt werden.	Das Behandeln einer dunklen oder stärker pigmentierten Haut mit Veet Infini'Silk Pro kann zu negativen Auswirkungen wie Brandwunden, Blasen oder Veränderungen der Hautfarbe (Hyper- oder Hypopigmentierung) führen.	Decken Sie den Bereich mit einem nicht lichtabsorbierenden Material wie einem weißen Tuch oder einem weißen medizinischen Tape ab.
Nicht verwenden auf aktiven Hautausschlägen, Schuppenflechte, Läsionen, offenen Wunden oder Infektionen (Fieberbläschen), krankhaften Hautzuständen durch systemische oder Stoffwechselerkrankungen (zum Beispiel Diabetes).	Auf Licht basierende Behandlungen können zu negativen Auswirkungen an bereits empfindlichen Bereichen führen.	Warten Sie, bis die betroffene Stelle verheilt ist, bevor Sie Veet Infini'Silk Pro verwenden.

Warnung	Mögliche Resultate	Sicherheitshinweise
Ein Behandlungsbereich mit einer Vorgeschichte an Herpesausbrüchen.	Auf Licht basierende Behandlungen können zu negativen Auswirkungen an bereits empfindlichen Bereichen führen.	Ziehen Sie Ihren Arzt zu Rate, um eine vorbeugende Behandlung vor der Verwendung von Veet Infini'Silk Pro zu erhalten.
Verwenden Sie Veet Infini'Silk Pro nicht, wenn Sie schwanger sind oder stillen.	Hormonelle Veränderungen in der Schwangerschaft können die Empfindlichkeit der Haut und das Risiko von negativen Auswirkungen erhöhen.	
Bereiche, in denen Sie das Haar wachsen lassen möchten, dürfen nicht behandelt werden.	Die Ergebnisse sind dauerhaft.	

## 5. Verwenden Sie Veet Infini'Silk Pro in folgenden Fällen nicht:

- Falls die Lichtimpulskartusche beschädigt oder das Lichtimpulsfenster rissig oder angeschlagen ist oder fehlt.
  - Falls die Anschlüsse oder das Zubehör nicht von RB empfohlen wurden.
  - Falls das Stromkabel oder der Adapter beschädigt ist. Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern.
  - Falls während der Benutzung Rauch zu sehen oder zu riechen ist.
  - Falls das Gerät nicht einwandfrei funktioniert oder beschädigt zu sein scheint.
  - Falls der Hautfarben-Sensor rissig oder beschädigt ist.
  - Falls das Außengehäuse rissig ist oder auseinander fällt.
- Falls etwas davon zutrifft, beenden Sie die Anwendung umgehend und wenden Sie sich an die Kundenbetreuung von RB.

## 6. Verzichten Sie in folgenden Fällen auf die Verwendung von Veet Infini'Silk Pro:

- Falls Sie bereits in der Vergangenheit an einer Bildung von Narbengeschwüren glitten haben.
- Falls Sie Epilektiker sind.
- Falls Sie an einer Krankheit leiden, die mit Lichtempfindlichkeit im Zusammenhang steht, wie zum Beispiel Porphyrie, Polymorphe Lichtdermatose, Nesselsucht, Lupus etc.
- Falls Sie in der Vergangenheit an Hautkrebs erkrankt sind oder eine Veranlagung zu bösartigen Hautveränderungen haben.
- Falls Sie in den letzten 3 Monaten eine Strahlentherapie oder Chemotherapie hatten.
- Falls bei Ihnen eine weitere Gegebenheit zutrifft, die nach Ansicht Ihres Arztes eine Behandlung unsicher erscheinen lässt.
- Falls Sie in den vergangen 6 Monaten mit einem ärztlich verordneten Medikament behandelt wurden, ziehen Sie bitte Ihren Arzt zu Rate.

Falls etwas davon auf Sie zutrifft, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt vor der Verwendung von Veet Infini'Silk Pro. Wenn Sie weitere Bedenken bei der Benutzung des Gerätes haben, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt.

## 7. Mögliche Nebenwirkungen bei der Verwendung von Veet Infini'Silk Pro

Wenn Veet Infini'Silk Pro ordnungsgemäß, wie in der Anleitungen beschrieben, verwendet wird, sind Nebenwirkungen und Komplikationen, die mit der Verwendung von Veet Infini'Silk Pro in Verbindung gebracht werden, ungewöhnlich. Dennoch ist jede kosmetische Behandlungsmethode, einschließlich jener, die für die Verwendung zu Hause entwickelt worden ist, mit einem gewissen Risiko verbunden. Es ist daher wichtig, dass Sie die Risiken und die Komplikationen, die bei Haarentfernungssystemen mit Lichtimpulsen für den Hausgebrauch auftreten können, verstehen und sich diesen bewusst sind.

Negative Auswirkung	Risiko
<p><b>Leichte Schmerzen auf der Haut</b> - Obwohl eine zu Hause durchgeführte Haarentfernung mit Lichtimpulsen im allgemeinen sehr gut vertragen wird, empfinden die meisten Benutzer die Behandlung als etwas unangenehm. Die Anwendung wird meist mit einem leicht stechendem Gefühl auf der behandelten Hautflächen beschrieben. Dieses stechende Gefühl hält in der Regel während der Anwendung selbst oder für einige Minuten danach an. Alles, was über dieses leicht unangenehme Gefühl hinausgeht, ist nicht normal, und bedeutet, dass Sie entweder nicht mit der Verwendung von Veet Infini'Silk Pro fortfahren sollten, da Sie die Haarentfernungsmethode nicht vertragen oder, dass die eingestellte Energiestufe zu hoch ist.</p>	Gering
<p><b>Rötung der Haut</b> - Ihre Haut könnte direkt nach der Verwendung von Veet Infini'Silk Pro oder innerhalb von 24 Stunden nach der Verwendung rot werden. Eine Rötung verblasst in der Regel innerhalb von 24 Stunden. Sollte die Rötung nach 2 bis 3 Tagen nicht verschwunden sein, suchen Sie Ihren Arzt auf.</p>	Gering
<p><b>Erhöhte Hautempfindlichkeit</b> - Die Haut der behandelten Fläche ist empfindlicher, so dass Austrocknung oder Abblätterung der Haut auftreten kann.</p>	Gering
<p><b>Pigmentänderungen</b> - Veet Infini'Silk Pro zielt den Haarschaft, insbesondere die pigmentierten Zellen im Haarfollikel und den Haarfollikel selbst an. Es besteht für die umgebende Haut dennoch ein Risiko der Hyperpigmentierung (verstärkte Pigmentierung oder braune Verfärbung) oder der Hypopigmentierung (Blasswerden). Das Risiko der Veränderungen der Hautpigmentierung ist bei Personen mit einer dunklen Hautfarbe höher. Normalerweise ist eine Verfärbung und Pigmentveränderung der Haut kurzzeitig, und eine dauerhafte Hyperpigmentierung oder Hypopigmentierung tritt nur selten auf.</p>	Selten
<p><b>Übermäßige Rötung und Schwellung</b> - In seltenen Fällen kann die behandelte Haut sehr rot werden und stark anschwellen. Das ist bei empfindlichen Gegenden des Körpers üblicher. Die Rötung und Schwellung sollte innerhalb von 2 bis 7 Tagen abklingen. Kühlen Sie diese stelle regelmäßig mit Eis. Sie können die betroffene Stelle sanft waschen, setzen Sie sie aber nicht der Sonne aus.</p>	Selten

## 8. Nachhaltige Haarentfernung mit Veet Infini'Silk Pro

Ein typischer Haarwuchszyklus kann 18-24 Monate dauern. Während dieser Zeit könnten mehrfache Sitzungen mit Veet Infini'Silk Pro vonnöten sein, um eine nachhaltige Haarentfernung zu erlangen.

Die Wirksamkeit der Haarentfernung variiert von Mensch zu Mensch, je nach Fläche des Körpers, Haarfarbe und je nach Verwendungsart von Veet Infini'Silk Pro.

**Ein typischer Haarentfernungsplan mit Veet Infini'Silk Pro während eines vollständigen Haarwuchszyklus:**

Behandlungen 1-4 : zwei Wochen Zeitabstand

Behandlungen 5-7 : vier Wochen Zeitabstand

Behandlungen 8 + : wie erforderlich, bis die gewünschten Resultate erreicht sind.

### Zu erwartende Behandlungsergebnisse für Ihre Haarentfernung

Hauttypen nach Fitzpatrick	Haarfarbe	Lichtstärke [J/cm <sup>2</sup> ]	Anatomischer Körperbereich <sup>2</sup>	Durchschnittliche Anzahl der Behandlungen <sup>1</sup>	Effektivität (% Haarrückgang/erneutes Wachstum) <sup>1</sup>
I-IV	Hellbraun bis braun	3-4.5	Ober- und Unterschenkel	Ungefähr 10 – 12 Sitzungen bei einem Zeitabstand von 4 Wochen	ca. 60% Rückgang des Haarwuchses
			Arme		ca. 50% Rückgang des Haarwuchses
			Bikinizone		ca. 60% Rückgang des Haarwuchses
			Achselhöhle		ca. 55% Rückgang des Haarwuchses
I-IV	Braun bis schwarz	3-4.5	Ober- und Unterschenkel	Ungefähr 8 - 10 Sitzungen bei einem Zeitabstand von 4 Wochen	ca. 70% Rückgang des Haarwuchses
			Arme		ca. 60% Rückgang des Haarwuchses
			Bikinizone		ca. 70% Rückgang des Haarwuchses
			Achselhöhle		ca. 65% Rückgang des Haarwuchses

- Die individuellen Reaktionen hängen sowohl vom Haartyp als auch von den biologischen Faktoren, welche das Haarwachstum beeinflussen können, ab. Manche Patienten können nach der durchschnittlichen Anzahl der Behandlungen schneller oder langsamer reagieren.
- Nach nur ein oder zwei Behandlungen können Sie noch keine nachhaltige Haarentfernung erwarten. Die Dauer der Ruhephase einzelner Haarfollikel hängt auch von der Körperstelle ab.

## 9. Erste Schritte

1. Nehmen Sie das Veet Infini'Silk Pro Basisgerät und die weiteren Bestandteile aus der Verpackung.
  2. Vergewissern Sie sich, dass die LICHTIMPULSKARTUSCHE für Beine und Körper richtig in die Spitze des Gerätes eingesetzt und nicht beschädigt ist. Falls Sie die kleinere Präzisions-Lichtimpulskartusche für Oberlippe, Wangen oder Kinn verwenden wollen, folgen Sie den Instruktionen für den Austausch.
  3. Stecken Sie das Stromkabel in das Veet Infini'Silk Pro Gerät.
  4. Verbinden Sie das andere Ende des Netzadapters mit einer Steckdose. Die STANDBY-Anzeige wird aufleuchten.
- Ihr Veet Infini'Silk Pro ist jetzt einsatzbereit.

### **Sichere und vorschriftsmäßige Behandlung mit Veet Infini'Silk Pro!**

**Wählen Sie nur solche Behandlungsbereiche, die nicht kurz zuvor der Sonne ausgesetzt waren.**

5. Die Haut im zu behandelnden Bereich sollte rasiert, sauber, trocken und frei von jeglichen Antitranspiranten oder Deodorants sein bevor Sie Veet Infini'Silk Pro benutzen. Die Haare dürfen nicht mit Wachs entfernt, herausgerissen oder mit einer Pinzette ausgezupft worden sein. Die Rasur ist eine wichtige Voraussetzung, um die gewünschten Resultate zu erzielen!
6. Drücken Sie den ON/STBY Knopf. Die BETRIEBSANZEIGE (orange) wird sich zeitgleich mit einem Geräusch (ähnlich dem Geräusch eines Föhns) einschalten.
7. Ungefähr 3,5 Sekunden, nachdem Sie den ON/STBY Knopf zum einschalten gedrückt haben, werden die BEREITSCHAFTSANZEIGEN grün aufleuchten. Das Gerät ist dann für die Versendung des ersten Lichtimpulses auf niedrigster Energiestufe bereit.
8. Wählen Sie vor jeder Behandlung die jeweils gewünschte Energiestufe aus. Veet Infini'Silk bietet 5 verschiedene Energiestufen von 1 (niedrigste) bis 5 (höchste). Zur Auswahl der passenden Energiestufe testen Sie jede Körperregion vor der ersten Behandlung einzeln.



### Hauttest

- Halten Sie das LICHTIMPULSFENSTER des Gerätes auf die Haut und drücken Sie auf den Auslöser (Lichtimpulstaste), um einen Impuls zu versenden. Wenn Sie kein unangenehmes Gefühl oder nur ein leichtes Ziehen verspüren, drücken Sie einmal auf den “+” Knopf und versenden Sie an einer neuen Stelle einen Impuls der Energiestufe 2.
- Setzen Sie diesen Test mit höheren Energiestufen fort, bis Sie die höchste Energiestufe, auf der eine Behandlung für Sie noch angenehm ist, erreichen. Wenn innerhalb einer Stunde nach der Behandlung keine Beschwerden auftreten, können Sie die volle Behandlung mit dieser Energiestufe fortsetzen.
- Wiederholen Sie diesen Test für jeden Körperbereich, den Sie behandeln möchten.

9. Stellen Sie die Energiestufe ein. Sollte die Energiestufe höher als auf der niedrigsten Stufe eingestellt sein, verwenden Sie die Regelungsschalter für die Energiestufen, “+” oder “-”, um die Energiehöhe zu erhöhen oder zu vermindern, bis Sie die gewünschte Stufe erreicht haben, die durch 3 Anzeigelampen angezeigt wird (Details enthält der Absatz “Energiestufen” in diesem Kapitel).
10. Drücken Sie das LICHTIMPULSFENSTER des Gerätes auf die Haut. Stellen Sie sicher, dass die Haut glatt ist und keine Falten wirft. Sobald das Lichtimpulsfenster im vollen Kontakt mit der Hautfläche steht, beginnen die BEREITSCHAFTSANZEIGEN zu blinken.
11. Betätigen Sie die LICHTIMPULSTASTE. Das Gerät wird zunächst Ihre Hautfarbe bestimmen. Wenn die Hautfarbe für eine Anwendung geeignet ist, sendet das Gerät einen Lichtpuls auf Ihre Haut und die Bereitschaftsanzeigen erlöschen. Sie werden einen Lichtblitz sehen und ein leichtes Knallgeräusch hören, was ein normales Geräusch des Gerätes ist. Außerdem werden Sie ein mildes Wärmegefühl und Kribbeln verspüren. Der Veet InfiniSilk Pro wird sich für den nächsten Lichtimpuls direkt wieder aufladen. Nach 3,5 Sekunden wird die Bereitschaftsanzeige wieder aufleuchten.
12. Entfernen Sie das Gerät von der behandelten Hautfläche.
13. Gehen Sie nun mit dem Lichtimpulsfenster zur nächsten zu behandelnden Hautfläche über. Sie können die Druckstellen, welche das Gerät hinterlässt, als Orientierung verwenden, um beim Aussenden des nächsten Impulses eine Überschneidung oder Auslassung zwischen den Impulsen zu vermeiden.

**Die Lichtimpulse sollten in Reihen appliziert werden, indem Sie an einem Ende von jeder Reihe beginnen und nacheinander folgend zum anderen Ende hin fortschreiten.**

Diese Technik ermöglicht eine bessere Kontrolle der Erfassung der Haut und hilft Ihnen ein mehrfaches Behandeln derselben Fläche oder, dass sich die Behandelten Stellen überschneiden, zu vermeiden. Das Veet Infini'Silk Pro Lichtimpulsfenster wurde entworfen, um kurzzeitige Druckstellen auf der behandelnden Hautfläche zu hinterlassen. Diese sichtbaren Stellen helfen Ihnen dabei, das Gerät für den nächsten Impuls richtig zu positionieren.



Versuchen Sie ein Überschneiden der Lichtimpulse zu vermeiden!



Warnung: Behandeln Sie eine Hautfläche nicht öfter als einmal pro Haarentfernungssitzung. Eine mehrfache Behandlung einer Hautfläche während einer Haarentfernungssitzung kann die Wahrscheinlichkeit von Nebenwirkungen erhöhen.

14. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis der gesamte Behandlungsbereich abgedeckt ist, ohne sich überschneidende Lichtimpulse.



Wenn Ihre Haut Blasen bildet oder verbrennt, **BEENDEN SIE DIE ANWENDUNG UMGEHEND!**

### Energiestufen

Die Energiestufen legen die Intensität des Lichtpulses, den der Veet Infini'Silk Pro während der Behandlung auf Ihre Haut abgibt, von der niedrigsten (-) bis zur höchsten (+) Stufe fest. Während eine höhere Energiestufe effektiver sein kann, kann sie auch ein höheres Risiko und Komplikationen herbeiführen.

Der Veet Infini'Silk Pro bietet 5 Einstellungen für die Energiestufen, von 1 (niedrigste) bis 5 (höchste), die durch die 3 Anzeigelampen der Energiestufen dargestellt werden:

Stufe 1 (niedrigste Energiestufe) – die Anzeigelampe links brennt dauerhaft.

Stufe 2 – die Anzeigelampe links brennt dauerhaft, die Anzeigelampe in der Mitte blinkt.

Stufe 3 – die Anzeigelampe links und die Anzeigelampe in der Mitte brennen dauerhaft.

Stufe 4 – die Anzeigelampe links und die Anzeigelampe in der Mitte brennen dauerhaft, die Anzeigelampe rechts blinkt.

Stufe 5 (höchste Energiestufe) – alle Anzeigelampen brennen dauerhaft.

Wann immer Veet Infini'Silk Pro eingeschaltet wird, wird sich seine Energiehöhe automatisch auf die niedrigste Energiestufe zurückstellen. Nur eine der Anzeigelampen der Energiestufe wird eingeschaltet sein. Um die Energiehöhe einzustellen, drücken Sie die Regulationsschalter der Energiehöhe, indem Sie “-” oder “+” verwenden, um die Energiehöhe entsprechend zu verringern oder zu erhöhen.

### **Der Hautfarben-Sensor**

Eine auf Licht basierende Haarentfernung kann bei dunkleren Hauttypen zu Nebenwirkungen, wie Verbrennungen, Blasen und zu einer Änderungen der Hautfarbe (Hyper- oder Hypopigmentation) führen.

Um solche Nebenwirkungen zu vermeiden, besitzt Veet Infini'Silk Pro einen einzigartigen Hautfarben-Sensor, der die Hautpigmentation während und zu Beginn jeder Sitzung misst. Der Sensor wird das Veet Infini'Silk Pro Gerät außer Betrieb setzen, wenn es auf einer Haut verwendet wird, die für eine sichere Anwendung zu dunkel ist.

Wenn ein Lichtimpuls nicht ausgesandt wird und die Hauttyp-Warnanzeige aufblinkt, hat der Hautfarben-Sensor die Haut der zu behandelnden Fläche für eine sichere Behandlung als zu dunkel eingeschätzt. Versuchen Sie das Gerät an einer anderen Körperstelle anzuwenden oder kontaktieren Sie den RB Kundendienst.

## 9.1 Was Sie von einer Behandlung mit Veet Infini'Silk Pro erwarten können

Für viele Personen, die Veet Infini'Silk Pro verwenden, kann es Ihre erste Erfahrung mit einem auf Licht basierenden Gerät sein, das für den Heimgebrauch entwickelt wurde. Veet Infini'Silk Pro ist einfach zu bedienen, und die Haarentfernungssitzungen gehen schnell vorüber. Während einer Sitzung mit dem Veet Infini'Silk Pro ist es normal, dass Sie das Folgende wahrnehmen:

- **Ein rauschendes Gebläse** – Das Kühlungsgebläse des Veet Infini'Silk Pro macht ein rauschendes Geräusch, das einem Föhn ähnlich ist. Das ist normal.
- **Ein Knallgeräusch bei jedem Lichtimpuls** – Wenn ein Lichtimpuls aktiviert wird, dann ist es normal, wenn man eine Art Plopp-Geräusch gleichzeitig mit dem Lichtblitz hört.
- **Ein leichter Druck des Lichtimpulsfensters** – Das ist für eine Anordnung von angrenzenden Lichtpulsen nötig und hilfreich und ist Teil der einzigartigen Sicherheitseinrichtung von Veet Infini'Silk Pro.
- **Eine Empfindung von Wärme und Kribbeln** – Während jedes Lichtimpulses ist es normal, dass Sie ein sanftes Empfinden von Wärme und Kribbeln von der Lichtenergie spüren.
- **Eine leichte rote oder rosa Farbe der Haut** – Während oder direkt nach Ihrer Sitzung mit Veet Infini'Silk Pro ist es nicht ungewöhnlich, wenn Sie eine sehr leichte, rosa Verfärbung der Haut sehen. Das ist normalerweise um die Haare herum am sichtbarsten.

Sollten Sie allerdings eine vollständige Rötung der Haut, eine Blasenbildung oder Verbrennungen wahrnehmen, dann beenden Sie die Verwendung von Veet Infini'Silk Pro umgehend.

## 9.2. Nach der Behandlung mit Veet Infini'Silk Pro

- Sobald die Haarentfernungssitzung ausgeführt wurde, schalten Sie Veet Infini'Silk Pro aus, indem Sie den Knopf für ON/STBY drücken. Alle Anzeigen erlöschen und die Betriebsbereit-Anzeige leuchtet auf (Merken Sie sich das).
- Ziehen Sie das Stromkabel aus der Steckdose heraus.
- Nach jeder Sitzung wird empfohlen, dass Sie Ihr Veet Infini'Silk Pro Gerät und insbesondere das Lichtimpulsfenster reinigen (siehe "Die Reinigung von Veet Infini'Silk Pro").
- Nach dem Reinigen wird empfohlen, dass Sie Ihr Veet Infini'Silk Pro Gerät in seiner Originalverpackung aufbewahren und dass Sie es von Wasser fern halten.



### Hautpflege nach der Haarentfernungssitzung

Setzen Sie die behandelten Hautflächen nicht der Sonne aus. Sorgen Sie dafür, dass Sie die Haut während der ganzen Zeit der Haarentfernung und mindestens 2 Wochen nach der letzten Sitzung mit Veet Infini'Silk Pro sorgfältig mit Sonnencreme schützen.

## 10. Die Instandhaltung von Veet Infini'Silk Pro

### 10.1 Die Reinigung von Veet Infini'Silk Pro

Nach jeder Haarentfernungssitzung wird empfohlen, dass Sie Ihr Veet Infini'Silk Pro Gerät und insbesondere das Lichtimpulsfenster reinigen.

- Ziehen Sie den Veet Infini'Silk Pro vor der Reinigung aus der Steckdose heraus.
- Verwenden Sie ein trockenes, sauberes Tuch und einen handelsüblichen Reiniger, z. B. für Computer- oder TV-Bildschirme, um den Veet Infini'Silk Pro und insbesondere das Lichtimpulsfenster sanft abzuwischen.
- Tauchen Sie Veet Infini'Silk Pro oder eines seiner Teile niemals ins Wasser ein!

### 10.2 Das Ersetzen der Lichtimpulskartusche

Die Veet Infini'Silk Pro Lichtimpulskartusche kann eine begrenzte, vorab festgelegte Anzahl von Impulsen versenden. Die Intensität des Impulses wird nur in Übereinstimmung mit der Einstellung der Energiehöhe des Gerätes bestimmt. Während der Nutzungsdauer der Lichtimpulskartusche findet keine Herabsetzung der Energie statt. Wenn in der Lichtimpulskartusche nur noch 100 Pulse verbleiben, beginnt die Anzeigelampe für LICHTIMPULSKARTUSCHE ERSETZEN zu blinken und zeigt Ihnen damit an, dass die Lichtimpulskartusche bald ersetzt werden muss. Mit sinkender Anzahl der Impulse in der Kartusche blinkt die Anzeigelampe für Lichtimpulskartusche ersetzen immer schneller. Sobald alle Impulse in einer Kartusche verbraucht sind, brennt die Anzeigelampe dauerhaft und zeigt Ihnen damit an, dass keine weiteren Impulse mehr ausgesendet werden können. Damit Sie mit der Haarentfernungssitzung fortfahren können, wird es jetzt vonnöten sein, die Lichtimpulskartusche zu ersetzen.



**Bitte beachten Sie: Eine Lichtimpulskartusche sollte auch ersetzt werden, wenn in ihr große Flecken erscheinen oder das Lichtimpulsfenster beschädigt ist.**

Das Ersetzen oder Auswechseln einer Lichtimpulskartusche:

1. Drücken Sie den ON/STBY Knopf, um den Veet Infini'Silk Pro in den Standby-Modus zu schalten.
2. Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose heraus.
3. Greifen Sie die verwendete Lichtimpulskartusche auf beiden Seiten, ziehen Sie sie aus der Fassung heraus und entsorgen Sie sie in dem normalen Abfall.
4. Packen Sie eine neue Lichtimpulskartusche aus.
5. Drücken Sie die neue Lichtimpulskartusche sanft an ihren Platz.

Hinweis! Nach einem Austausch der Lichtimpulskartusche wählen Sie eine Energiestufe, die eine Stufe unter Ihrer normalen Einstellung liegt. Erhöhen Sie die Energiestufe nur dann wieder auf Ihre normale Einstellung, wenn Sie nur ein leicht oder kein unangenehmes Gefühl während oder nach der Behandlung verspüren.

Die Präzisions-Lichtimpulskartusche hat eine kleinere Behandlungsfläche und ist speziell für die Behandlung für kleinere Körperzonen und das Gesicht geeignet. Die Präzisions-Lichtimpulskartusche verfügt über keinen Hautfarben-Sensor. Sie müssen daher vor Gebrauch zuerst einen Hauttest auf der zu behandelnde Fläche durchführen und mit der regulären Kartusche mit Hautfarben-Sensor einen Lichtimpuls abgeben.

## 11. Fehlerbehebung

### 11.1 “Mein Veet Infini'Silk Pro schaltet sich nicht ein”

Vergewissern Sie sich, das Stromkabel richtig mit dem Veet Infini'Silk Pro Gerät verbunden ist und in einer Steckdose steckt.

### 11.2. “Ein Lichtpuls wird nicht ausgesandt, wenn ich die Lichtimpulstaste drücke”

Vergewissern Sie sich, dass die Bereitschaftsanzeige blinkt als Zeichen dafür, dass Sie einen guten Kontakt mit der Haut hergestellt haben und das Lichtimpulsfenster gleichmäßig und beständig auf die Haut gedrückt wird. Zu Ihrer Sicherheit wird der Veet Infini'Silk nur

dann einen Impuls versenden, wenn das Lichtimpulsfenster komplett auf die Haut gedrückt wird.

- Wenn die Hauttyp-Warnanzeige aufblinkt, ist dies ein Zeichen dafür, dass Ihr Hauttyp, der von dem Hautfarben-Sensor gemessen wurde, zu dunkel für eine sichere Anwendung ist. Versuchen Sie, das Gerät an einer anderen Körperstelle anzuwenden oder kontaktieren Sie die RB Verbraucherberatung.
- Überprüfen Sie die Anzeigelampe für "Lichtimpulskartusche ersetzen". Wenn Sie eingeschaltet ist, schalten Sie Veet Infini'Silk Pro aus und ersetzen Sie die Lichtimpulskartusche.
- Vergewissern Sie sich, dass die Bereitschaftsanzeige an ist.  
Falls die Bereitschaftsanzeige nicht innerhalb von 10 Sekunden an geht, schalten Sie den Veet Infini'Silk Pro aus und wieder an, indem Sie den ON/STBY Knopf zweimal drücken.
- Überprüfen Sie die Systemwarnanzeige.
  - Falls die Systemwarnanzeige an ist, schalten Sie den Veet Infini'Silk Pro aus und wieder an, indem Sie den ON/STBY zweimal drücken.
- Wenden Sie sich an die RB Verbraucherberatung, wenn das Problem bestehen bleibt oder besuchen Sie [www.veet.de](http://www.veet.de).



Versuchen Sie nicht, Ihr Veet Infini'Silk Pro Gerät zu öffnen oder zu reparieren.

## 12. Kundendienst

Für mehr Informationen über Veet Infini'Silk Pro oder andere Produkte von Veet, wenden Sie sich bitte an die RB Verbraucherberatung oder besuchen Sie [www.veet.de](http://www.veet.de).

Wenden Sie sich bitte auch an die Verbraucherberatung falls Ihr Gerät beschädigt oder reparaturbedürftig ist.

## 13. Technische Daten

Größe der Behandlungsfläche		1.3cm x 3cm [3.9cm <sup>2</sup> ]
Geschwindigkeit		1 Lichtimpuls, alle 3,5 Sekunden: 1,1 cm <sup>2</sup> /Sek.
Technologie		Home Pulsed Light
Maximale Energiehöhe		Max 5J/cm <sup>2</sup>
Wellenlänge		475-1200nm
Ladezeit/ Stromquelle		Dauerbetrieb
Elektrische Eigenschaften		100-240VAC, 0.9A
Bedienung und Sicherheit		Ein neuer Hautfarben-Sensor sichert eine Verwendung auf ausschließlich geeigneter Haut.
Größe der Verpackung		22cm x 22cm x 14cm
Gewicht des Systems		0.38kg
Temperatur	Betrieb	10 bis 40°C
	Lagerung	-40 bis +70°C
Relative Feuchtigkeit	Betrieb	30 bis 75%rF
	Lagerung	10 bis 90%rF
Atmosphärischer Druck	Betrieb	700 bis 1060hPa
	Lagerung	500 bis 1060hPa
Adapter		Model: KSAPV0361200300DS 100-240V; 50-60Hz; 0.9A



## 14. Etikettierung

Schutzgrad gegen elektrischen Schlag: Anwendungsteil Typ BF



Bitte werfen Sie das Gerät NICHT in den normalen Hausmüll. Ihr lokaler Händler hat eventuell eine "Rücknahme"-Regelung, falls Sie ein Ersatzprodukt kaufen. Wenden Sie sich alternativ an Ihre lokale Regierungsbehörde für weitere Hilfe und Tipps, wo Sie Ihr Gerät recyceln können.



Das Produkt trägt das CE Zeichen und entspricht der EC-Richtlinie.



Folgen Sie der Betriebsanleitung



Schutzgrad gegen das Eindringen von Wasser: mittel

Dieses Gerät ist nicht geeignet für den Einsatz in der Nähe von brennbaren Mischung mit Luft oder mit Sauerstoff oder Lachgas.